



## Kaffeecreme

Zutaten (für 10 Portionen)		Menge
327237	Diabetiker Basis für Bayerische Creme (OFS)	125 g
	Trinkwasser	375 ml
	Sahne	250 ml
	Kaffee-Extraktpulver	2 g

### Zubereitung:

Das Kaffeeextrakt-Pulver mit etwas heißem Wasser anrühren. Die Diabetiker Basis für Bayerische Creme nach Anleitung zubereiten und den starken Kaffee unter die Creme rühren.

### Nährwerte pro Portion

Energie	540,75 kJ/ 129,13 Kcal
Eiweiß	3,06 g
Fett	9,43 g
Kohlenhydrate	8,31 g
BE	0,5